

大鼠海绵体内皮细胞

货号 G0Y-01X1102

产品规格: $>5 \times 10^5$ 细胞数

包装规格: T-25 培养瓶

细胞简介:

细胞简介 大鼠海绵体内皮细胞分离自海绵体组织; 阴茎海绵体是由海绵状的小梁和腔隙构成的血窦结构, 它主要包括海绵体内皮细胞、平滑肌细胞和成纤维细胞 3 种细胞成分。其中平滑肌细胞和成纤维细胞镶嵌于海绵体细胞外基质的胶原中, 而海绵体内皮细胞则覆盖于海绵体血窦的腔面, 仅占海绵体组织的 2.8%。在消化海绵体组织时, 胶原酶的作用主要是松解海绵体内皮细胞与基膜的联系, 破坏海绵体内皮细胞间的紧密连接。如果消化时间延长或胶原酶浓度过大, 平滑肌细胞和成纤维细胞也将被消化下来, 从而影响海绵体内皮细胞的纯度。因此, 比较筛选合适的胶原酶浓度和消化时间是成功分离海绵体内皮细胞的关键。

产品介绍:

产品名称 大鼠海绵体内皮细胞

组织来源 海绵体组织

默认种属 SD 大鼠, 其他咨询

产品规格 5×10^5 Cells/T25

包被条件: PLL (0.1 mg/mL) 或明胶 (0.1%)

培养基: 大鼠海绵体内皮细胞完全培养基 (含 FBS、生长添加剂、Penicillin、Streptomycin 等)

换液频率: 每 2-3 天换液一次

生长特性: 贴壁

细胞形态: 内皮细胞样

传代比例: 1:2

传代特性: 可传 2-3 代

消化液: 0.25% 胰蛋白酶

大鼠海绵体内皮细胞体外培养周期有限; 建议使用配套的专用生长培养基及正确的操作方法来培养, 以此保证该细胞的最佳培养状态。

质量检测:

质量检测 实验室分离的大鼠海绵体内皮细胞经 CD31 免疫荧光鉴定, 纯度可达 90% 以上, 且不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。

方法简介:

方法简介 实验室分离的大鼠海绵体内皮细胞采用混合酶消化法结合机械分离法、并用内皮细胞专用培养基培养筛选制备而来, 细胞总量约为 5×10^5 cells/瓶。