

人输尿管上皮细胞

货号 G0Y-01X0926

产品规格: T25/冻存管 (5×10^5 Cells)

细胞简介:

人输尿管上皮细胞分离自输尿管组织; 输尿管上接肾盂, 下连膀胱, 是一对细长的管道, 呈扁圆柱状, 位于腹膜后, 为一肌肉粘膜所组成管状结构, 沿腰大肌内侧的前方垂直下降进入骨盆。输尿管有三个狭窄部: 一个在肾盂与输尿管移行处 (输尿管起始处); 一个在越过小骨盆入口处; 最后一个在进入膀胱壁的内部。这些狭窄是结石、血块及坏死组织容易停留的部位。输尿管——膀胱连接处有一种特殊结构, 即瓦耳代尔鞘, 它能有效地防止膀胱内尿液返流到输尿管。临床上将输尿管分为上、中、下三段, 也可称为腹段、盆段、膀胱段。其中, 腹段自肾盂输尿管交界处, 到跨越髂动脉处; 盆段, 自髂动脉到膀胱壁; 膀胱段, 自膀胱壁内斜行至膀胱粘膜、输尿管开口。输尿管管壁分为4层, 黏膜层、固有层、肌层、外膜。黏膜层表面为移行上皮, 约有4-5层细胞; 固有层由细密的结缔组织构成, 内含胶原纤维和少量弹性纤维; 输尿管肌层主要由内纵和外环两层平滑肌组成; 外膜为疏松结缔组织, 营养血管由外膜进入输尿管。其中, 输尿管上皮细胞主要分布于黏膜层。

产品介绍:

产品名称 人输尿管上皮细胞

组织来源 尿道组织

默认种属 人, 其他咨询

产品规格 5×10^5 Cells/T25包被条件: 鼠尾胶原 I ($2-5 \mu\text{g}/\text{cm}^2$)

培养基: 人输尿管上皮细胞完全培养基 (含 FBS、生长添加剂、Penicillin、Streptomycin 等)

换液频率: 每 2-3 天换液一次

生长特性: 贴壁

细胞形态: 上皮细胞样

传代比例: 1:2

传代特性: 可传 2-3 代

消化液: 0.25%胰蛋白酶

人输尿管上皮细胞体外培养周期有限; 建议使用配套的专用生长培养基及正确的操作方法来培养, 以此保证该细胞的最佳培养状态。

质量检测:

实验室分离的人输尿管上皮细胞经 PCK 免疫荧光鉴定, 纯度可达 90%以上, 且不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。

方法简介:

实验室分离的人输尿管上皮细胞采用先中性蛋白酶消化、然后机械分离法使输尿管分层、最后胶原酶消化, 并通过上皮细胞专用培养基培养筛选制备而来, 细胞总量约为 5×10^5 cells/瓶。



上海谷研实业有限公司

Shanghai Guyan Industrial Co., Ltd



021-39596320



3004901493@qq.com



www.goybio.com

