

小鼠骨细胞

货号 G0Y-01X1319

产品规格: T25/冻存管 (5×10^5 Cells)

细胞简介:

小鼠骨细胞分离自骨组织; 骨组织的细胞成分包括骨原细胞、成骨细胞、骨细胞和破骨细胞。只有骨细胞存在于骨组织内, 其他三种细胞均位于骨组织的边缘。骨细胞 (Osteocyte) 是人体骨骼中最主要的细胞成分。在成年人骨骼中, 骨细胞占细胞总数的 90%-95%, 大约是成骨细胞数量的 20 倍。骨细胞生长在骨骼内部的骨基质中。骨细胞的细胞体呈梭形或类圆形, 位于基质构成的骨陷窝内。与神经细胞类似, 每个骨细胞具有大量向外延伸的突触, 而这些突触均位于由骨基质构成的骨小管结构中。通过这些突触, 骨细胞能够与骨表面的细胞、周围其它的骨细胞进行“交流”。普遍认为, 骨细胞起源于成骨细胞。在骨形成的终末阶段, 成骨细胞将可能有 3 种不同的归宿: 分化成为骨细胞、转移至骨表面成为暂不活动的成骨细胞、进入程序死亡过程 (凋亡)。骨细胞为扁椭圆形多突起的细胞, 核亦扁圆、染色深。胞质弱嗜碱性。电镜下, 胞质内有少量溶酶体、线粒体和粗面内质网, 高尔基复合体亦不发达。骨细胞夹在相邻两层骨板间或分散排列于骨板内。相邻骨细胞的突起之间有缝隙连接。在骨基质中, 骨细胞胞体所占据的椭圆形小腔, 称为骨陷窝, 其突起所在的空间称骨小管。相邻的骨陷窝借骨小管彼此通连。骨陷窝和骨小管内均含有组织液, 骨细胞从中获得养分。

产品介绍:

产品名称 小鼠骨细胞

组织来源 骨组织

默认种属 昆明小鼠, 其他咨询

产品规格 5×10^5 Cells/T25

培养基: 小鼠骨细胞完全培养基 (含 FBS、生长添加剂、Penicillin、Streptomycin 等)

换液频率: 每 2-3 天换液一次

生长特性: 贴壁

细胞形态: 梭形、多角形

传代比例: 不传代

传代特性: 不增殖; 不传代

消化液: 0.25% 胰蛋白酶

小鼠骨细胞体外培养周期有限; 建议使用配套的专用生长培养基及正确的操作方法来培养, 以此保证该细胞的最佳培养状态。

质量检测:

实验室分离的小鼠骨细胞经骨钙素免疫荧光鉴定, 纯度可达 90% 以上, 且不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。

方法简介:

实验室分离的小鼠骨细胞采用胶原酶消化法制备而来, 细胞总量约为 5×10^5 cells/瓶。



上海谷研实业有限公司

Shanghai Guyan Industrial Co., Ltd



021-39596320



3004901493@qq.com



www.goybio.com

